



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

Bmet Pack Pro



Kit de simuladores y analizadores para la verificación integral a monitores de signos vitales y bombas de infusión, incluyendo pruebas de desempeño y seguridad eléctrica, conformado por **Flow-Trax-2**, **SimCube SC-5**, **SimSlim SL-8**, **Oxsim Flex Ox2** y **Safe T-sim**, los más portátiles, resistentes y de fácil operación.

Principales características



Portabilidad



Integración con otros dispositivos



Secuencias automáticas

medical π
METROLOGÍA BIOMÉDICA



Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivos compactos, ligeros, con batería de larga duración y maletín de transporte incluido con compartimientos específicos para cada equipo y accesorios.

Compatibilidad equipo médico



En analizador de seguridad eléctrica SAFE-T Sim:

- Conexión bluetooth con dispositivos inteligentes iOS (Safe-T App).

- Conexión USB con PC para edición de perfiles.

En analizador de bombas de infusión:

- Se conecta a una PC para transferencia de resultados utilizando DataSnap y con escáner de código de barras.

Pruebas ejecutables



- Simuladores: Simulación de ECG, arritmias, marcapasos, PANI, PAI, respiración, saturación de oxígeno, gasto cardíaco, temperatura y pruebas de fuga, sobre presión y función manómetro.

- Analizador de seguridad eléctrica: Pruebas de seguridad eléctrica conforme a la NFPA 99 y AMMI ES1 (resistencia a tierra y corrientes de fuga) y simulación de ECG y respiración neonatal, pediátrico y adulto.

- Analizador de bombas de infusión: Flujo continuo, volumen, presión, prueba de oclusión, medición de temperatura.

Software

Secuencias automáticas



- En simuladores: simulaciones preestablecidas de valores de ECG y respiración.

- En analizador de seguridad eléctrica: ejecución de pruebas automáticas de seguridad eléctrica y simulación de ECG y respiración.

Generación de reportes



- Analizador de seguridad eléctrica: Con aplicación móvil Safe-T App.

- Analizador de bombas de infusión: A través de la captura al instante de los resultados con DataSnap (opcional)

Energía

Batería



- Simuladores: alcalinas, para 8 horas de simulaciones (SimCube y Ox-2) y de litio (SimSlim) de larga duración.

- Analizadores de seguridad eléctrica: alcalinas, para 15 horas de uso continuo (Safe-T Sim).

- Analizador de bombas de infusión: Con duración estimada de 4 horas (alcalina) o 12 horas (litio).

Voltaje 110 - 220



Simuladores: 110 - 220 VCA.

Analizador de seguridad eléctrica: 90 - 132 VCA.

Analizador de bombas de infusión: 110 - 240 VCA.

Estándares

Trazabilidad



NIST

Normas



Equipo cumple con: CE.

Garantía



4 años.