



IMT.Analytics



TECNOLOGÍA SUIZA

Citrex H3



Analizador de ventilación mecánica compacto, ligero y con captura de instantes específicos de medición en la **evaluación de ventiladores mecánicos, máquinas de anestesia y otros equipos médicos** que ejerzan presión y produzcan flujo.

Principales características



Portabilidad



Personalizable



Generación de reportes

Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivo ligero con peso aproximado de 0.38kg y dimensiones reducidas de 11.4x7x6cm

Personalizable



Variables de medición en valores numéricos en pantalla de flujo, volumen, presión, parámetros respiratorios, etc.

Pruebas ejecutables



Medición de volumen, flujo, presión, parámetros respiratorios y concentración de O₂.

Software

Generación de Reportes



Capturas de momentos específicos de medición almacenados en memoria micro SD extraíble.

Energía

Batería



Recargable con duración estimada de 4h.

Estándares

Trazabilidad



METAS, PTB

Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485, ISO 9001, ISO 17025.

Garantía



2 años estándar.