



Lighthouse Imaging



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

Endolume



Instrumento portátil de **medición de flujo luminoso** directamente en lumens, con un fácil manejo, para evaluar todas las partes del sistema de **iluminación de endoscopios**.

Principales características



Portabilidad



Compatibilidad
con Equipo
Médico



Batería

Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivo ligero pesa .370kg con dimensiones reducidas 15 x 8.3 x 3.2cm y maletín de transporte.

Compatibilidad equipo médico



incluye adaptadores para diferentes modelos específicos de cables de transmisión de luz y endoscopios.

Pruebas ejecutables



Medición de la salida de luz de la fuente y transmisión de luz a través del cable de fibra óptica (en endoscopios rígidos y flexibles).

Energía

Batería



Alcalina de 9V

Estándares

Trazabilidad



NIST

Normas



Acreditación del fabricante: ISO 13485 e ISO 9001

Garantía



1 año estándar.