



## Phase 3



**Analizador portátil** de desfibriladores con secuencias automáticas de prueba para la **calibración o verificación** de cualquier desfibrilador, marcapasos transcutáneos y desfibriladores externos automáticos (DEA s).

### Principales características



Secuencias Automáticas



Compatibilidad con Equipo Médico



Generación de reportes

## Funcionalidad



### Compatibilidad Equipo Metrología

Compatible con analizadores de seguridad eléctrica para integración de pruebas.



### Compatibilidad Equipo Médico

Adaptadores handsfree de marcas específicas para descargas directas desde el desfibrilador y para pruebas de marcapasos.



### Pruebas ejecutables

Energía del desfibrilador, tiempo de carga, cardioversión, pruebas AED, pulso de marcapasos, inmunidad al ruido, sensibilidad, período refractario, simulador ECG.

## Software



### Secuencias automáticas

Predefinidas para modelos específicos de desfibriladores y editables por el usuario.



### Generación de Reportes

Para consulta en el propio equipo o descargables en PC.

## Energía



### Batería

Recargable con duración estimada de 24h

## Estándares



### Trazabilidad

NIST, NRC



### Normas

Acreditaciones del fabricante: ISO 13485



### Garantía

1 año estándar, extensible a 5 años bajo condiciones