



ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Pruebas automáticas a un costo accesible

- Pruebas y límites de aprobación / falla definidas por el usuario
- No se pierda ningún resultado fallido: se ilumina en ROJO si alguna prueba falla
- Repita sólo la prueba fallida, no toda la secuencia de autoprueba
- La opción Bluetooth proporciona captura electrónica de datos y control remoto
- Pruebas punto a punto de resistencia y fuga
- El analizador de seguridad automatizado más pequeño
- Simulación de ECG de 12 derivaciones y respiración
 - Tasas seleccionables por el usuario en incrementos de 1 bpm
 - Secuencias automáticas: modos adulto, pediátrico y neonatal
- Las secuencias automáticas ejecutan pruebas de seguridad eléctrica más simulación con solo presionar un botón.
- Prueba de fuga de partes aplicadas
- Pruebas a sólo un botón de distancia
- La aplicación Safe-T Sim incluye almacenamiento de registros
- La aplicación se ejecuta en teléfonos inteligentes, PC o tabletas

NUEVAS CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de corriente de 20 A
- Duplica el número de pruebas de fuga
- La aplicación Safe-T Sim incluye almacenamiento de registros

Rapidez y confiabilidad en pruebas de Seguridad Eléctrica



Pruebas Automatizadas Flexibles

- Prueba automática de 1 botón basado en pruebas definidas por el usuario y límites de aprobación / falla
- Walk-Away Testing: los informes de prueba están esperando por ti si tu los llamas
- Personaliza las secuencias automáticas para que coincidan tus procedimientos
- Combina pruebas de seguridad eléctrica y simulación de ECG y respiración juntas en una secuencia automatizada
- PERMANECE EN PANTALLA: la batería mantiene encendida la pantalla* sin esperar a que el analizador se encienda. Conecta ¡y solo presiona START!

*Mientras se cambia de dispositivo a probar o habitación.

Informes de prueba electrónicos

- Genera automáticamente un informe completo con la opción Bluetooth
- La aplicación se ejecuta en tu teléfono inteligente, PC o tableta
- Escáner de código de barras integrado en la aplicación (dispositivos iOS)

NUEVAS CARACTERÍSTICAS:

- 1000 registros almacenados en el historial
- Campo de notas para agregar comentarios en el registro
- Revisa cualquier registro histórico. Copia, imprime, envía por mail o genera un PDF de un registro único o fusionado
- Descargue la aplicación "Safe-T Sim" del Apple Store

El primer analizador de seguridad eléctrica del mundo con detección de caída libre. Al detectar una caída desconecta los circuitos de alimentación antes del impacto. Pasa la prueba de 50 caídas. Aplica la famosa garantía Pronk de 4 años.