

## SmartLung™ 2000

Pulmón de prueba ajustable

SmartLung 2000 2L - La manera mas inteligente y confiable para verificar con precisión el desempeño de ventiladores y máquinas de anestesia.

Ofrece configuraciones de acuerdo con las normas IEC 60601-2-12, IEC 60601-2-13 y EN 794-3

- Simula pulmones de adulto
- El único pulmón de prueba en el mercado que cubre todos los puntos de control necesarios:
  - Compliance, resistencia y fuga ampliamente ajustable
  - Compliance: 200, 500 mL/kPa
  - Compliance: 25, 60, 75 mL/mbar
  - Resistencia 5, 20, 50, 200 mbar/L/s
- Extremadamente práctico y fácil de usar
- Alto rendimiento y calidad a bajo precio
- Incluye bolsa de transporte

