



IMT.Analytics



TECNOLOGÍA SUIZA

EasyLung Neonatal




Simulador de pulmón con valores fijos de complianza y resistencia para la rápida verificación del funcionamiento de **ventiladores mecánicos y máquinas de anestesia**.

Principales características



Portabilidad



Compatibilidad
Equipo
Metrología



Compatibilidad
con Equipo
Médico

Funcionalidad

Portabilidad



Peso aproximado de 25 g, dimensiones de 45 x 45 x 150 mm aproximadamente.

Compatibilidad Equipo Metrología



Diseñado para utilizarse en conjunto con Analizadores de Ventilación Mecánica.

Compatibilidad equipo médico



Compatible para realizar verificaciones preoperatorias rápidas en ventiladores mecánicos y máquinas de anestesia.

Pruebas ejecutables



Simula pulmón con características de paciente neonatal de volumen y complianza.

Estándares

Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485, ISO 9001, ISO 17025.