



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

FlowTrax 2



El **analizador de bombas de infusión** más pequeño del mercado operable con baterías, para **pruebas y calibración** de bombas de infusión de jeringa, peristálticas, de cassette o de cualquier tipo.

Principales características



Portabilidad



Software & Apps



Generación de reportes

medical π
METROLOGÍA BIOMÉDICA



Funcionalidad

Portabilidad



Peso menor a 1kg, dimensiones de 13x8x5cm. Incluye maletín de transporte.

Pruebas ejecutables



Flujo continuo, volumen, presión, prueba de oclusión, medición de temperatura.

Integración con otros dispositivos



Se conecta a una computadora para transferencia de resultados utilizando DataSnap y con escáner de código de barras.

Software

Software & Apps



DataSnap (opcional) para captura de resultados en tiempo real y control remoto del equipo.

Generación de Reportes



A través de la captura al instante de los resultados con DataSnap (opcional).

Energía

Batería



Con duración estimada de 4h (alcalina) o 12h (litio).

Estándares

Trazabilidad



NIST

Normas



Procedimientos de acuerdo con ISO 9001 e ISO 17025

Garantía



1 año estándar, extensible a 4 años bajo condiciones.