



Lighthouse Imaging



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

L700



Dispositivo compacto proveedor de luz, diseñado para su uso en conjunto con el medidor de luz EndoLume y así probar de forma integral **sistemas de endoscopia**.

Principales características



Portabilidad



Compatibilidad
con Equipo
Médico



Voltaje

Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivo compacto peso de 1.14kg y dimensiones de 11.8 x 8.4 x 18.4cm



Compatibilidad equipo médico

Torretas multipuerto para distintos modelos de equipo.



Pruebas ejecutables

Función de fuente de luz blanca y brillante, regulable, para pruebas de endoscopios.

Energía

Voltaje



100 - 240 VCA

Estándares



Normas

Acreditación del fabricante: ISO 13485 e ISO 9001



Garantía

1 año estándar.