



**RIGEL MEDICAL**  
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.



TECNOLOGÍA BRITÁNICA

## PatSim 200



**Simulador de paciente portátil** con pantalla a color que permite el acceso rápido y directo a grupos de simulaciones de distintos signos vitales para **calibración o verificación de monitores de signos vitales**.

### Principales características



Portabilidad



Secuencias Automáticas



Personalizable

### Funcionalidad



#### Portabilidad

Dispositivo ligero (0.7 kg), con dimensiones reducidas (18 x 15 x 5.5 cm) y batería de litio recargable.



#### Personalizable

Configuración de accesos directos a simulaciones frecuentes desde pantalla principal.



#### Compatibilidad con Equipo Médico

Adaptador de PAI y temperatura a elección según modelo del monitor.



#### Pruebas ejecutables

Simulación de ECG, arritmias, ondas de desempeño, ondas de marcapasos, ECG materno fetal, respiración, temperatura y PAI.

### Software



#### Secuencias automáticas

Secuencias automáticas  
Secuencia automática de presiones en un canal de PAI.

### Energía



#### Batería

Recargable, de litio de 3.7 V con duración de 8 horas.

### Estándares



#### Trazabilidad

NIST, NPL



#### Normas

Acreditación del fabricante:  
ISO 17025 y BS EN ISO9001.



#### Garantía

5 años.