



RIGEL MEDICAL
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.



TECNOLOGÍA BRITÁNICA

SafeTest 99



Analizador portátil de seguridad eléctrica para equipos electromédicos con partes aplicadas, con pantalla a color que permite el acceso rápido y directo a pruebas manuales de acuerdo con el estándar **NFPA 99**

Principales características



Portabilidad



Pruebas
Ejecutables



Voltaje

medical π.
METROLOGÍA BIOMÉDICA



Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivo ligero (1.1 kg) con dimensiones reducidas (22 x 15 x 10 cm) y maletín de transporte.

Personalizable



Selección de pruebas deseadas con condiciones específicas en éstas (ejemplo: polaridad, falla única).

Pruebas ejecutables



Pruebas de seguridad eléctrica conforme a NFPA 99 continuidad a tierra, corrientes de fuga y mediciones punto a punto.

Energía

Voltaje



90 a 264 VCA.

Estándares

Trazabilidad



NIST, NPL

Normas



Acreditación del fabricante: ISO 17025 y BS EN ISO9001 Equipo ejecuta pruebas bajo NFPA 99.

Garantía



1 año.