



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

SC-5 SimCube® + OX-1 OxSim® Simulation Kit



Conjunto de simuladores multiparamétricos:

OX-1 y SIMCUBE SC-5; portátiles, resistentes y de fácil operación, para la calibración o verificación de monitores de signos vitales.

Principales características



Portabilidad



Compatibilidad
Equipo Médico



Secuencias
automáticas

Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivos ligeros con dimensiones reducidas, batería de larga duración y maletín de transporte.

Compatibilidad equipo médico



Adaptadores de PAI específicos a elegir, según modelo de monitor.

- Compatibilidad con gran variedad de sensores de oximetría.

Pruebas ejecutables



Simulación de ECG, arritmias, marcapasos, PANI, PAI, respiración, saturación de oxígeno y pruebas de fuga, sobrepresión y función manómetro.

Software

Secuencias automáticas



Secuencia de valores de ECG y respiración.

Energía

Batería



Alcalinas AA, para 8 horas de simulaciones.

Estándares

Trazabilidad



NIST

Normas



Equipo cumple con: CE

Garantía



4 años.