



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

SC-5 SimCube® + OxSim Flex® Kit



Conjunto de simuladores multiparamétricos: OX-2 y SIMCUBE SC-5; portátiles, resistentes y de fácil operación, para la calibración o verificación de monitores de signos vitales.

Principales características



Portabilidad



Compatibilidad
Equipo Médico



Secuencias
automáticas

Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivos compactos, ligeros, batería de larga duración y maletín de transporte.

Personalizable



En simulador de oximetría, selección de valores de simulación personalizados y creación de preconfiguraciones.

Compatibilidad equipo médico



- Adaptadores de PAI específicos a elegir, según modelo de monitor.
- Compatibilidad con gran variedad de sensores de oximetría, incluyendo tecnología Masimo Rainbow SET.

Pruebas ejecutables



Simulación de ECG, arritmias, marcapasos, PANI, PAI, respiración, saturación de oxígeno y pruebas de fuga, sobrepresión y función manómetro.

Software

Secuencias automáticas



Simulaciones preestablecidas, secuencia de valores de ECG y respiración.

Energía

Batería



Alcalinas AA, para 8 horas de simulaciones.

Estándares

Trazabilidad



NIST

Normas



Equipo cumple con: CE

Garantía



4 años.