



DATREND
Systems Inc.



TECNOLOGÍA CANADIENSE

vPad-Mini



Analizador robusto y portátil de seguridad eléctrica para pruebas manuales a equipo electromédico, con tablet como interfaz de usuario para la ejecución fácil e intuitiva de **pruebas bajo diferentes estándares.**

Principales características



Portabilidad



Escalabilidad



Personalizable

medical π
METROLOGÍA BIOMÉDICA



Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivo integrado dentro de maletín para protección y fácil transporte.

Escalabilidad



Funciones de automatización y reportes mediante la adquisición de aplicaciones adicionales. realizados, entre otras funciones.

Personalizable



Selección de pruebas deseadas con condiciones específicas en éstas (ejemplo: límites, polaridad, falla única).

Pruebas ejecutables



Pruebas de seguridad eléctrica conforme a AAMI ES1, IEC-62353, IEC-60601, IEC-61010 y NFPA 99.

Software

Secuencias automáticas



Rutinas de prueba automáticas bajo los diferentes estándares (opcional).

Generación de Reportes



De los resultados de prueba obtenidos, transferibles a otros dispositivos (opcional).

Estándares

Trazabilidad



NIST, NRC

Normas



Acreditación del fabricante: ISO 13485.
Equipo ejecuta pruebas bajo: AAMI ES1, IEC-62353, IEC-60601, IEC-61010 y NFPA 99.

Garantía



1 año estándar, extensible a 2 años bajo condiciones.