



DATREND  
Systems Inc.



TECNOLOGÍA CANADIENSE

## vPad IV



El nuevo **analizador** que es capaz de probar hasta 6 canales de bombas de infusión de forma simultánea. Totalmente **modular y personalizable**, con amplios rangos de medición e interfaz de usuario fácil de manejar, tanto en modo manual, como automático.

### Principales características



Escalabilidad



Compatibilidad  
Equipo  
Metrología



Secuencias  
automáticas

medical  $\pi$   
METROLOGÍA BIOMÉDICA



## Funcionalidad

### Escalabilidad



Decida la cantidad inicial de módulos de medición y después agregue más dependiendo de su carga de trabajo.

### Compatibilidad Equipo Metrología



vPad IV es compatible con las características de control remoto de todos los dispositivos vPad.

### Pruebas ejecutables



Mediciones manuales y automáticas de flujo, volumen, KVO, PCA, presión de oclusión y curvas de trompeta.

### Gráficas



Curvas de trompeta en tiempo real generadas directamente en la tableta.

### Compatibilidad Equipo Médico



Compatible con cualquier sistema de infusión.

## Software

### Secuencias automáticas



Capaz de crear y ejecutar autosecuencias de prueba personalizadas.

### Generación de Reportes



Crea y gestiona los reportes de los resultados de pruebas manuales y automáticas.

## Energía

### Batería



La batería de la tableta tiene duración aproximada de 6 h

## Estándares

### Trazabilidad



NIST, NRC

### Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485