



Compruebe en segundos si hay daños en el lente del endoscopio

EndoScan, el analizador de lentes de endoscopios mejorado de Lighthouse Imaging, está diseñado para evaluar con precisión y seguridad las superficies internas de los endoscopios rígidos de todos los diámetros y longitudes.



EndoScan™

EndoScan comprueba en segundos si hay daños en el lente del endoscopio

- Analiza problemas en lentes de endoscopios rígidos
 - Lentes agrietados
 - Humedad en el sistema óptico
 - Suciedad en superficies
 - Degradación del adhesivo
- Lentes de precisión para la vista más clara al interior del endoscopio
- Acepta todos los oculares de endoscopio con estándar DIN
- El bloqueo de posición del ocular evita posibles daños durante la evaluación
- Se adapta a las cámaras de video endoscópicas estándar para la documentación de imágenes



Especificaciones

- Pinza de anclaje del ocular
- Bloqueo deslizante de posición con escala de 0 a 60 mm
- Rango de diámetro del endoscopio: ilimitado
- Rango de longitud de inserción del endoscopio: ilimitado

Establecemos un estándar más alto

Lighthouse Imaging Corporation es un proveedor líder de servicios de ingeniería óptica y diseño para la industria de dispositivos médicos.

Diseñamos, desarrollamos y fabricamos conjuntos ópticos para la industria de dispositivos médicos y somos el proveedor líder de equipos de prueba y medición para verificar la calidad óptica de los endoscopios.

Lighthouse Imaging cuenta con certificado ISO 13485:2003 y certificado ISO 9001:2008 y es fabricante de dispositivos médicos registrados por la FDA especializado en aplicaciones quirúrgicas mínimamente invasivas.



Lighthouse Imaging

Because precision is everything

medical it.
METROLOGÍA BIOMÉDICA

