



DATREND
Systems Inc.



TECNOLOGÍA CANADIENSE

vPad-DF



Analizador portátil de desfibriladores con secuencias automáticas de prueba para la **calibración o verificación** de cualquier desfibrilador, marcapasos transcutáneos y marcapasos transvenosos.

Principales características



Secuencias
Automáticas



Compatibilidad
con Equipo
Médico



Generación
de reportes

medical π
METROLOGÍA BIOMÉDICA



Funcionalidad



Compatibilidad Equipo Metrología

Compatible con analizadores de seguridad eléctrica para integración de pruebas.



Compatibilidad Equipo Médico

Adaptadores hands-free de marcas específicas para descargas directas desde el desfibrilador y para pruebas de marcapasos.



Pruebas ejecutables

Energía del desfibrilador, tiempo de carga, cardioversión, pruebas DEA (Desfibriladores Externos Automáticos), pulso de marcapasos, inmunidad al ruido, sensibilidad, período refractario, simulador ECG.

Software



Secuencias automáticas

Predefinidas para modelos específicos de desfibriladores y editables por el usuario.



Generación de Reportes

Para consulta en el propio equipo o descargables vía bluetooth.

Energía



Batería

Recargable con duración estimada de 11h.

Estándares



Trazabilidad

NIST, NRC



Normas

IEC 61010-1:2010 / IEC 61326-1:2013



Garantía

1 año estándar, extensible a 5 años bajo condiciones