



DATREND  
Systems Inc.



TECNOLOGÍA CANADIENSE

## Infutest Solo




**Analizador de bombas de infusión** con batería de alto rendimiento y almacenamiento interno de resultados para **pruebas y calibración** de bombas de infusión de jeringa, peristálticas, de cassette o de cualquier tipo.

### Principales características



Secuencias automáticas



Batería



Generación de reportes

medical **IT**  
METROLOGÍA BIOMÉDICA



### Funcionalidad

#### Portabilidad



Peso aproximado de 2.3 kg, dimensiones de 22 x 15 x 26 cm.

#### Compatibilidad Equipo Metrología



Posibilidad de integrarse opcionalmente con analizadores de seguridad eléctrica.

#### Pruebas ejecutables



Flujo continuo, volumen, presión, prueba de oclusión.

### Software

#### Secuencias automáticas



Rutina de medición de flujo, volumen y prueba de oclusión con duración editable por el usuario.

#### Generación de Reportes



Almacenamiento interno de hasta 120 resultados y capacidad de transferencia usando DTPSolo.

### Energía

#### Batería



Recargable con duración estimada de hasta 30 h de uso continuo.

### Estándares

#### Trazabilidad



NIST, NRC

#### Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485

#### Garantía



1 año estandar, extensible a 5 años bajo condiciones