



# IMT.Analytics



## EasyLung Neonatal




**Simulador de pulmón** con valores fijos de complianza y resistencia para la rápida verificación del funcionamiento de **ventiladores mecánicos y máquinas de anestesia**.

### Principales características



Portabilidad



Compatibilidad  
Equipo  
Metrología



Compatibilidad  
con Equipo  
Médico

### Funcionalidad

#### Portabilidad



Peso aproximado de 25 g, dimensiones de 45 x 45 x 150 mm aproximadamente.

#### Compatibilidad Equipo Metrología



Diseñado para utilizarse en conjunto con Analizadores de Ventilación Mecánica.

#### Compatibilidad equipo médico



Compatible para realizar verificaciones preoperatorias rápidas en ventiladores mecánicos y máquinas de anestesia.

#### Pruebas ejecutables



Simula pulmón con características de paciente neonatal de volumen y complianza.

### Estándares

#### Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485, ISO 9001, ISO 17025.