



## FMS-3



**Simulador materno-fetal portátil**, con 3 canales de simulación de ultrasonido independientes, verificación de funcionamiento del transductor, interacción materno-fetal, para **verificación de tococar-diógrafos y otros dispositivos**.

### Principales características



Portabilidad



Compatibilidad  
Equipo Médico



Secuencias  
automáticas

### Funcionalidad

#### Portabilidad



Dispositivo ligero (0.33 kg), con dimensiones reducidas (9.2 x 14.5 x 3.3 cm) y batería alcalina de larga duración.

#### Compatibilidad equipo médico



Adaptadores de presión intrauterina y ultrasonido para diferentes modelos de equipo.

#### Personalizable



Configuración de grupos de simulaciones.

#### Pruebas ejecutables



Simulación de ECG materno y fetal sobrepuesto e independiente, ultrasonido, artefactos, formas de onda de desempeño y presiones intrauterinas.

### Software

#### Secuencias automáticas



Serie de simulaciones de situaciones clínicas.

### Energía

#### Batería



Alcalina de 9 V para operación continua por 20 horas

### Estándares

#### Trazabilidad



NIST, NRC

#### Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485

#### Garantía



1 año estándar, extensible a 5 años bajo condiciones.