



RIGEL MEDICAL
GMC-INSTRUMENTS GROUP



TECNOLOGÍA BRITÁNICA

SafeTest 50



Analizador portátil de seguridad eléctrica para equipos electromédicos sin partes aplicadas, con pantalla a color que permite el acceso rápido y directo a pruebas manuales de acuerdo con los estándares **IEC-60601**, **IEC-62353**, **IEC-61010** y **NFPA 99**.


Principales características



Portabilidad



Personalizable



Voltaje

Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivo ligero (1.1 kg) con dimensiones reducidas (22 x 15 x 10 cm) y maletín de transporte.

Personalizable



Selección de pruebas deseadas con condiciones específicas en éstas (ejemplo: límites, polaridad, falla única).

Pruebas ejecutables



Pruebas de seguridad eléctrica conforme a IEC-60601, IEC-62353, IEC-61010 y NFPA 99: continuidad a tierra, corrientes de fuga y mediciones punto a punto.

Energía

Voltaje



90 a 264 VCA.

Estándares

Trazabilidad



NIST, NPL

Normas



Acreditación del fabricante: ISO 17025 y BS EN ISO9001 Equipo ejecuta pruebas bajo: IEC-60601, IEC-62353, IEC-61010 y NFPA 99.

Garantía



2 años.