



**PRONK  
TECHNOLOGIES**



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

## SimCube SC-5



**Simulador de paciente multiparamétrico**, portátil y resistente con una operación sencilla por medio de un solo botón, para la **calibración o verificación** de monitores de signos vitales.

### Principales características



Portabilidad



Compatibilidad  
Equipo Médico



Secuencias  
automáticas

### Funcionalidad

#### Portabilidad



Dispositivo ligero (1.1 kg), con dimensiones reducidas (7.6 x 7.6 x 8.9 cm) y batería de larga duración.

#### Compatibilidad equipo médico



Adaptadores de PAI específicos a elegir, según modelo de monitor.

#### Pruebas ejecutables



Simulación de ECG, arritmias, marcapasos, PANI, PAI, respiración y pruebas de fuga, sobrepresión y función manómetro.

### Software

#### Secuencias automáticas



Secuencia de valores de ECG y respiración para evaluar detección de cambios y activación de alarmas.

### Energía

#### Batería



8 horas o hasta 200 simulaciones consecutivas de PANI.

### Estándares

#### Trazabilidad



NIST

#### Normas



Equipo cumple con: CE

#### Garantía



4 años.