



Kit conformado por un SimCube SC-5, un OxSim Flex, un SimSlim, adaptador para batería y adaptadores NIBP. Este completo set va en un práctico y versátil maletín. Este kit es de gran portabilidad, y ofrece la línea más completa en simulación de signos vitales, tales como: ECG/Resp/4xIBP/SpO2/Temperatura y gasto cardiaco.

SimCube SC-5

- Portatil y práctico
- Opera con un botón
- Parámetros preestablecido de NIBP
- Manómetro incorporado
- ECG de 12 derivaciones
- Presión Invasiva
- Arritmia
- Respiración
- Marcapasos
- Detección de pico
- Rendimiento de batería

Ox-2 Sim Flex

- Saturaciones en incrementos de 1% (10-100%)
- Frecuencias de pulso en incrementos de 1 BPM (25-240)
- Crea simulaciones predeterminadas
- personalizadas para pruebas de
- alarma más rápidas
- Niveles del índice de perfusión en incrementos
- del 1% (10-100%)
- Simulaciones preestablecidas de fábrica
- Compatible con Masimo Rainbow SET®
- Detección automática del fabricante de SpO2
- Pantalla a color - Tecnología OLED

SimSlim

- Puede llevarse en el bolsillo, confiable y fácil de usar
- ECG de 12 derivaciones ECG / Resp. con interface para Conectores tipo banana
- Hasta 10 años de vida de la batería (sin necesidad de recargar o cambiar)
- 4 canales de presión arterial invasiva
- Salida de señal de gasto cardiaco sin necesidad de adaptadores
- Simulador de temperatura para sensores YSI 400/700
- 4 años de garantía en piezas y mano de obra

SimCube® Patient Simulation System **ADVANCED**



SimSlim SL-8



SimCube SC-5



Ox-2 Sim Flex

Adaptadores para IBP

INCLUYE UN SOLO ADAPTADOR A ELEGIR. SE PUEDEN ADQUIRIR POR SEPARADO EL RESTO DE LOS ADAPTADORES



MDE
SPACELABS
WELLCH ALLYN
PROTOCOL
OLD DINAMAP



DATASCOPE



**GE
MARQUETTE**



**HP
MERLIN
PHILIPS
AGILENT**



DATEX-OHMEDA

Conectores NIBP

INCLUYE SET COMPLETO DE CONECTORES PARA NIBP Y PERILLA



ADAPT-D

ADAPT-L

PERILLA

ADAPT-M

ADAPT-Q

Battery Booster



INCLUYE SISTEMA DE EXTENSIÓN DE ENERGÍA, EL CUAL UTILIZA 4 BATERÍAS AA TIPO ALCALINA. CON LO CUAL EL SIMCUBE PUEDE REALIZAR MAS DE 200 SIMULACIONES DE NIBP SIN REQUERIR FUENTE DE ENERGÍA EXTERNA. TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADO EN EL OXSIM.

Estuches



EL KIT INCLUYE UN MALETÍN DE MANO ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA TRANSPORTAR LOS EQUIPOS Y ADITAMENTOS DE MEDICIÓN.