



DATREND
Systems Inc.



TECNOLOGÍA CANADIENSE

vPad IV



El nuevo **analizador** que es capaz de probar hasta 6 canales de bombas de infusión de forma simultánea. Totalmente **modular y personalizable**, con amplios rangos de medición e interfaz de usuario fácil de manejar, tanto en modo manual, como automático.

Principales características



Escalabilidad



Compatibilidad
Equipo
Metrología



Secuencias
automáticas

medical π
METROLOGÍA BIOMÉDICA



MEDICAL IT ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Funcionalidad

Escalabilidad



Decida la cantidad inicial de módulos de medición y después agregue más dependiendo de su carga de trabajo.



vPad IV es compatible con las características de control remoto de todos los dispositivos vPad.



Pruebas ejecutables

Mediciones manuales y automáticas de flujo, volumen, KVO, PCA, presión de oclusión y curvas de trompeta.



Gráficas

Curvas de trompeta en tiempo real generadas directamente en la tableta.



Compatibilidad Equipo Médico

Compatible con cualquier sistema de infusión.

Software



Secuencias automáticas

Capaz de crear y ejecutar autosecuencias de prueba personalizadas.



Generación de Reportes

Crea y gestiona los reportes de los resultados de pruebas manuales y automáticas.

Energía



Batería

La batería de la tableta tiene duración aproximada de 6 h

Estándares



Trazabilidad

NIST, NRC



Normas

Acreditaciones del fabricante: ISO 13485