

## SmartLung Infant™

*Simulador de pulmones pediátrico para pruebas de ventilación.*



### SmartLung™ Pediátrico.

La forma más adecuada, económica y confiable de verificar el funcionamiento y precisión de ventiladores y máquinas de anestesia.

- SmartLung "Infant" simula parámetros de un pulmón pediátrico
- Parámetros de resistencia, distensibilidad y fuga ampliamente ajustables
- De uso simple e intuitivo
- Alto desempeño y calidad a bajo costo

# SmartLung™

Simulador de pulmones pediátrico para pruebas de ventilación.



## ESPECIFICACIONES DEL SMART LUNG

### SmartLung™ Adulto

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Resistencia         | 5, 20, 50, 200 mbar/L/s      |
| Compliance          | 10, 15, 20, 30 mL/mbar       |
| Volumen             | 0 - 600 mL (con bolsa de 1L) |
| Fuga                | 0 - 10 L/min                 |
| Peso                | 280 gramos                   |
| Dimensiones (LxAxA) | 315 x 115 x 40 mm            |

### SmartLung™ Pediátrico

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Resistencia         | 5, 20, 50, 200 mbar/L/s        |
| Compliance          | 1, 2, 3, 5 mL/mbar             |
| Volumen             | 0 - 200 mL (con bolsa de 0.5L) |
| Fuga                | 0 - 10 L/min                   |
| Peso                | 270 gramos                     |
| Dimensiones (LxAxA) | 270 x 115 x 40 mm              |

### Datos Generales

|                           |
|---------------------------|
| Componentes reemplazables |
| Esterilizable             |