



Lighthouse Imaging



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

EndoBench XTB



Instrumento de prueba de la calidad de imagen de endoscopios rígidos, flexibles y de video que consiste en un **sistema optomécanico y software** con capacidad de generación de reportes.

Principales características



Software & Apps



Generación de reportes



Compatibilidad Equipo Médico

medical π
METROLOGÍA BIOMÉDICA



MEDICAL IT ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Funcionalidad



Compatibilidad con Equipo Médico

Incluye adaptadores, acopladores y accesorios para verificación de endoscopios rígidos, flexibles y videoendoscopios.



Gráficos en pantalla

Visualización en pantalla de las imágenes adquiridas por el endoscopio y sus referencias.



Pruebas ejecutables

Medición de campo visual, dirección visual y campo visual aparente, nitidez de la imagen, distorsión, transmisión, coloración, dioptría ocular, brillo y distribución de la iluminación de fibra óptica.

Software



Software & Apps

Control del sistema a través del software especializado Endobench.



Generación de Reportes

Generación de reportes de las pruebas realizadas.

Plataforma



Plataforma Windows

Software EndoBench se ejecuta en sistema operativo Windows.

Estándares



Normas

Acreditación del fabricante: ISO 13485 e ISO 9001



Garantía

1 año estándar.