



DATREND  
Systems Inc.



TECNOLOGÍA CANADIENSE

# vPad-CO2



**Capaz de trabajar solo o en conjunto** con vPad A1, vPad CO2 es un **avanzado simulador de EtCO2**, útil para la verificación del desempeño de capnógrafos y monitores de paciente con capnografía.

## Principales características



Compatibilidad  
Equipo  
Metrología



Compatibilidad  
Equipo  
Médico



Gráficas



## Funcionalidad

### Pruebas ejecutables



Simulación manual y automática de formas de onda de EtCO2, configurando frecuencia respiratoria, ciclo de trabajo, distintas unidades de medición y establecimiento de márgenes de error.

### Personalizable



La interfaz permite seleccionar todos los parámetros necesarios para crear una simulación efectiva para la evaluación de desempeño del equipo médico

### Escalabilidad



Puede adquirirse como un módulo complementario de vPad A1



### Gráficas

vPad CO2 crear una forma de onda que puede visualizarse en la pantalla del equipo médico bajo prueba.



### Portabilidad

Dentro de un estuche rígido de uso rudo a prueba de agua

## Energía

### Voltaje



El equipo puede operar tanto en 110 como en 220 VAC o cual sea el rango especificado (ej. 100, 240, 230 VAC).

## Estándares



### Trazabilidad

NRC



### Normas o estándares

Acreditaciones del fabricante ISO 9001, ISO 13485.



### Garantía

1 año estándar, extendible a 2 años bajo condiciones.